

*Sistema sterile per lo sbrigliamento del letto di ferita e dei bordi di lesione. Consente, inoltre, l'idratazione di tutta l'area perilesionale e dell'intero arto*

## **Caratteristiche:**

- Rimozione atraumatica di:
    - fibrina.
    - tessuto necrotico.
    - slough.
    - bordo ipercheratosico.
    - biofilm batterico.
- La garza cattura e trattiene i detriti.
- Pulizia ed idratazione dell'area perilesionale così come di tutto l'arto.
  - Nessun sanguinamento e danni ai tessuti di nuova granulazione.
  - Riduce il dolore, aumentando la compliance del paziente.
  - Miglior saturimetria nei tessuti, con accelerazione del processo di riepitelizzazione.
  - Riduzione dei tempi di intervento.
  - UCS<sup>TM</sup> è utilizzato nei maggiori ospedali e centri universitari europei.

## **Classificazione e codice CND:**

- Dispositivi Medici Classe IIb  
Codice CND: M0499  
Numero di Repertorio: 115714



## **Indicazioni d'uso:**

- Ferite croniche.
- Ferite acute.
- Ustioni di 1° e 2° grado.
- Fistole e ascessi.
- Area perilesionale e peristomale.
- Punti di accesso, PEG/PEJ
- Rimozione delle medicazioni dalla ferita incrostata.

## **Ingredienti attivi:**

- **Aloe Barbadensis leaf extract**
- **Allantoin**
- **Poloxamer<sup>TM</sup>**

## **Caratteristiche tecniche:**

- Garza in viscosa ad alto spessore per garantire:
  - Massimo assorbimento di impurità sulla pelle.
  - Alta resistenza alla torsione ed allo stiramento al fine di evitare che la garza si laceri.
  - Massima morbidezza per evitare irritazioni cutanee.
- Alto contenuto di soluzione per garza. (12g)
- Sterile.

## **Processo produttivo:**

- Manufatto in camera bianca ISO 8 secondo le GMPs

# UCS<sup>TM</sup> DEBRIDEMENT

*Sistema sterile per lo sbrigliamento  
del letto di ferita e dei bordi  
di lesione. Consente, inoltre,  
l'idratazione di tutta l'area  
perilesionale e  
dell'intero arto*

**Certificazioni e controllo ambientale:**

- Welcare è certificata:  
UNI CEI EN ISO 13485  
UNI EN ISO 14001  
UNI EN ISO 9001

<b>Codice:</b>	<b>Descrizione:</b>
<b>95150</b>	<b>UCS<sup>TM</sup> Debridement</b> <i>1 garza: sterile preimbibira confezionata singolarmente 1 dispenser: 30 buste</i>

*Per ordinativi contattare:*

**Euro Medical Farm s.r.l.**  
*Via Edmondo De Amicis, 108  
93100 Caltanissetta*

*Ufficio Commerciale:  
Tel. 0934.583080  
Cell. 345.5949586*