


COREunderpad PROTEZIONE E TRASPIRABILITA'

Coreunderpad è un telo superassorbente utilizzato nelle applicazioni di controllo dei fluidi che assicura assorbenza e traspirabilità.

Lo strato a contatto con il paziente assorbi-liquidi rimuove rapidamente l'umidità dal paziente e la blocca nel nucleo super-assorbente, mantenendo la cute asciutta dopo pochi minuti. Il laminato a tre strati permeabile al vapore e impermeabile all'acqua consente di raggiungere il più alto standard nella cura, nel comfort e nella gestione del paziente, permettendo il trasferimento di calore. Utilizzabile con i letti ad aria e materassi anti-decubito. Possibilità di riposizionare un paziente fino a 150kg.



DOVE: Rianimazione, UTIC, Sala Operatoria. Ovunque ci sia la necessità di mantenere asciutta la cute del paziente

Codice	Descrizione	Quantità per confezione
COREXL001	Coreunderpad 100x230cm, non sterile	20

Distribuito da:

Novamedisan Italia s.r.l.

Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna

Tel. +39 051 32.79.11 – 32.68.88 Fax +39 051 32.79.05 – 32.63.25

e-mail: info@novamedisan.it www.novamedisan.it