

# **nova** CLP

**Nasce **nova** CLP la prima copertura letto paziente per la prevenzione e il controllo delle infezioni**

**Il primo dispositivo di protezione collettiva a tutela della salute del personale sanitario.**



**nova CLP è progettato per evitare la diffusione di malattie infettive trasmissibili per via area/droplet e proteggere il personale sanitario e tutta la collettività, grazie ad un sistema a pressione negativa che impedisce la diffusione degli agenti patogeni altamente trasmissibili nell'ambiente circostante.**

Patent pending

**Novamedisan Italia srl**

Via dei Lapidari 3 - 40129 Bologna - 051 327911

[info@novamedisan.it](mailto:info@novamedisan.it)

# **nova** CLP



## **Caratteristiche del sistema** **nova** CLP

- Dispositivo pluriuso mono paziente a pressione negativa
- Utilizza un filtro HEPA
- Consente di eseguire le normali procedure operative sul paziente grazie alla presenza di oblò di accesso
- **nova** CLP è studiato per seguire le movimentazioni del letto
- **nova** CLP è di facile utilizzo e si monta in **20** minuti
- **nova** CLP è dotata di un motore silenzioso alimentato elettricamente e a batteria

Patent pending

**Novamedisan Italia srl**

Via dei Lapidari 3 - 40129 Bologna - 051 327911

[info@novamedisan.it](mailto:info@novamedisan.it)