

SOFAR DRESS


NON ADESIVE

Schiuma di poliuretano
per il trattamento di ferite acute e croniche

Alta capacità di ritenzione dei fluidi

Alta conformabilità

Rimozione atraumatica



Indicazioni

Ferite ACUTE	Ferite CRONICHE
Ustioni di I e II grado dal I al IV stadio	Piaghe da decubito
Lacerazioni traumatiche	Ulcere varicose
Abrasioni ed escoriazioni	Ulcere arteriose
Lesioni dermatologiche	Ulcere diabetiche in genere
Ferite post-chirurgiche	Ferite cronicizzate degli anziani
Aree di prelievo e di innesto cutaneo	

