

## SACCHETTI RACCOGLI URINA

Sacchetto realizzato in materiale Oxobiodegradabile con tampone super assorbente. Capacità 1000 ml. Chiusura con lacci. Tampone super assorbente in cellulosa con polimero.

**Marchio CE** - Classe I - Non sterile

Imballaggio: busta sigillata da 25 pezzi - Cartone da 20 buste

Latex free: il prodotto ed il suo confezionamento sono privi di lattice.



## SACCHETTI RACCOGLI VOMITO

Sacchetto realizzato in materiale Oxobiodegradabile con tampone super assorbente. Capacità 1000 ml. Chiusura con lacci. Tampone super assorbente in cellulosa con polimero.

**Marchio CE** - Classe I - Non sterile

Imballaggio: busta sigillata da 25 pezzi - Cartone da 20 buste

Latex free: il prodotto ed il suo confezionamento sono privi di lattice.



## COPRIPADELLA BIODEGRADABILE

Copripadella biodegradabile con tampone super assorbente.

Capacità 1000 ml. Misure cm 60 x cm 60. Prodotto non sterile.

Tampone super assorbente in grado di solidificare fino a 1000 ml di escreti e abbattere gli odori.

**Marchio CE** - Classe I - Non sterile

Imballaggio: busta sigillata da 20 pezzi - Cartone da 20 buste

Latex free: il prodotto ed il suo confezionamento sono privi di lattice.



I prodotti ed il marchio registrato sono di proprietà della:

Pharma EEC s.r.l.

Via Sartori n. 10 - 43126 Parma - Tel. 0521 788222 - fax 0521 271955 - www.pharma.it

# MONOCLEAN®

La linea completa per:  
**L'economicità • L'igiene • La sicurezza**



**Per l'igiene quotidiana del paziente**

Tutti i prodotti della linea Monoclean® sono conformi alla Direttiva Europea.

# MONOCLEAN®

**Convenienza • Igiene • Sicurezza**



**Per l'igiene quotidiana del paziente**

Tutti i prodotti della linea Monoclean® sono conformi alla Direttiva Europea.

**BOZZA**

**REVISIONATO**  
10.46, 31/10/2012

## MONOCLEAN® TYPE ①

Monoclean® Type 1, è una manopola con morbida spugna saponata per risolvere la quotidiana igiene personale del paziente.

Assicura un'igiene quotidiana perfetta in modo pratico ed efficace **riducendo i tempi ed i costi** rispetto alle tecniche tradizionali.

Grazie allo speciale detergente a pH 5,5 elimina totalmente il rischio allergico nel paziente. La manopola è internamente impermeabile ed è fornita d'elastico in modo da proteggere l'operatore.

Per l'uso è sufficiente bagnare la spugnetta con poca acqua e lavare la parte interessata.

Monoclean® Type 1, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Confezione in plastica da 50 manopole. Scatola di cartone contenente 6 buste da 50 manopole, pari a 300 manopole.



## MONOCLEAN® TYPE 1A



Monoclean type 1A è una manopola brevettata con tre pareti, la prima dotata di morbida ed ampia spugna saponata asportabile dopo l'uso. Il detergente a pH 5,5 contenuto nella spugnetta, è anallergico e non necessita di risciacquo. Le altre due pareti sono dedicate all'asciugatura del paziente.

Monoclean type 1A assicura un'igiene quotidiana rapida ed efficiente, riducendo i tempi di intervento e quindi i costi rispetto ai metodi tradizionali.

La manopola è internamente impermeabile ed è fornita di elastico al polso, per la protezione dell'operatore che può non indossare il guanto in lattice.

- È totalmente monouso, riduce drasticamente il rischio di contaminazione da un'area del corpo all'altra dello stesso paziente, e da paziente a personale infermieristico.
- La possibilità di utilizzare tre facciate riduce sensibilmente i costi rispetto ai metodi tradizionali.
- I componenti del sapone nella spugnetta sono biocompatibili, a pH 5,5 e non necessitano di risciacquo.
- Non contiene sostanze irritanti come lattice, urea, alcool, polietilenglicole.
- Permette una pulizia delicata senza necessità di risciacquo.
- La manopola è internamente impermeabile e questo permette all'operatore di evitare l'uso del guanto in lattice.

- La lunghezza della manopola, 31 cm, e l'elastico al polso permettono una tenuta ed una copertura massima che protegge perfettamente l'operatore.
- La manopola è biodegradabile e si smaltisce come normale rifiuto solido urbano.
- La busta da 50 manopole sottovuoto permette una maggiore razionalizzazione degli spazi.
- Si conserva in luogo asciutto a temperatura ambiente.
- Migliora la qualità di vita del paziente.
- Già regolarmente in uso presso diversi ospedali italiani con piena soddisfazione degli operatori e dei pazienti.

Per l'uso, si indossa la manopola sulla mano dominante, si bagna la spugnetta con poca acqua, si insapona la parte da lavare (schiena, torace, gambe, parti intime), finito di insaponare la parte, si stacca con un movimento deciso la parete con spugnetta, e si procede ad asciugare il paziente con la parete sottostante. Dopodiché si ruota sulla mano la manopola di 180° e con la nuova parete si termina di asciugare il paziente. Finita l'operazione si sfilava la manopola e si getta nel contenitore di raccolta. Si elimina come normale rifiuto solido urbano.

## MONOCLEAN® TYPE ③

Manopola saponata senza elastico.

Da un lato in materiale spugnoso pre-saponato a pH 5,5 e anallergico, dall'altro in TNT.

Monoclean® Type 3, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Busta in plastica da 10 manopole.

Imballo standard: cartoni da 2000 manopole



## MONOCLEAN® TYPE ⑨



Monoclean® Type 9 è una manopola preimbibita per la detersione e l'idratazione corporea totale. Dopo l'uso non è necessario asciugare il paziente. Assicura una perfetta igiene quotidiana in modo pratico, veloce ed efficace, riducendo quindi i tempi ed i costi di intervento. Grazie ai componenti del liquido imbibente, è particolarmente indicata per i pazienti con epidermide fragile, disidratata, per i bambini e per i neonati. La confezione, all'occorrenza, può essere riscaldata per evitare shock termici, o raffreddata per rinfrescare il corpo ed ottenere un effetto antipiretico. Grazie alla sua chiusura, il prodotto può essere conservato intatto tra un intervento e l'altro.

Busta da 4 manopole. Cartone da 48 buste.

## MONOCLEAN® TYPE ⑩

Cuffia shampoo monouso, imbustata singolarmente.

Uso rapido ed efficace, non è necessario asciugare il paziente. A fine shampoo passare con Monoclean Type 2, contenuto nella confezione, e pettinare come d'abitudine.

Monoclean® Type 10, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Imballo standard: cartoni da 48 buste.



## MONOCLEAN® TYPE ⑰



Spugnetta saponata monouso in poliuretano, indicata per l'igiene e la pulizia dei pazienti, è imbevuta di sapone a Ph isocutaneo, anallergico.

Imbustata singolarmente.

Igienica, anallergica, resistente, antimuffa.

Dimensione cm 12,5 x 16,5 x h. 1

Monoclean® Type 17, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Imballo standard: cartoni da 400 pezzi.

## MONOCLEAN® TYPE ⑱

Bavagliolo con tasca di raccolta, formato da un velo di cellulosa più un velo in PE impermeabile, con lacci di chiusura al collo ed ampia tasca di raccolta inferiore impermeabile.

Materiali e componenti atossici.

Monoclean® Type 18, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Imballo standard: busta da 100 pezzi. Cartone da 600 bavaglioli



## MONOCLEAN® TYPE ⑲B



Bastoncini a secco per l'igiene orale imbustati singolarmente.

Inumidire il dispositivo con acqua o collutorio. Procedere alla pulizia del cavo orale pulendo scrupolosamente le gengive, i denti e l'interno delle guance per circa un minuto.

Monoclean® Type 19B, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Imballo standard: prodotto imbustato singolarmente, buste da 12 dispositivi - cartoncino da 144 - cartone da 1440 dispositivi.

## MONOCLEAN® TYPE ⑳

Ferma arti in tessuto **rinforzato** internamente morbido e soffice che permette la libera circolazione dell'aria. Adattabile grazie alla chiusura in VELCRO.

Monoclean® Type 20, va conservato in luogo asciutto a temperatura ambiente.

Monoclean® Type 20 è disponibile anche con anello.

Monoclean® Type 20bb modello per bambini - confezione da 50, cartone da 500.

Monoclean® Type 20ne modello per neonati - confezione da 50, cartone da 500.

Dispositivo medico chirurgico di classe I secondo la normativa europea 93/42/CEE.

MARCHIO CE

Confezione da 2, busta da 60, cartone da 600 ferma arti.

