

A photograph of a waterfall cascading over rocks, surrounded by lush green trees and foliage. The water is white and frothy as it falls.

...problemi di bagnato?

SinWet

**è la vostra
soluzione!**

SinWet

offre, in rotolo ed in
tappeto, la gamma più
completa di prodotti
specifici per l'assorbimento
dei liquidi in ambito
ospedaliero e sanitario.

The logo for Novamedisan Italia, featuring a stylized green map of Italy to the left of the text.

**novamedisan
italia**

SinWet Linea rotoli e tappeti per assorbimento liquidi in ambiente ospedaliero

 **assorbenza lt. 3,5 m²**

SinWet 3400 con strato superficiale ad "effetto asciutto"



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
2S 3400 T	90 cm. x 50 mt.	1 rotolo



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
2S 3400 CS	90 cm. x 150 cm.	20 tappeti
2S 3400 CL	90 cm. x 200 cm.	13 tappeti
2S 3400 CXL	90 cm. x 250 cm.	10 tappeti

SinWet Soft HP



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 34	90 cm. x 50 mt.	1 rotolo



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 34 CS	90 cm. x 150 cm.	20 tappeti
GR 34 CL	90 cm. x 200 cm.	13 tappeti
GR 34 CXL	90 cm. x 250 cm.	10 tappeti

 **assorbenza lt. 2,0 m²**

SinWet Soft MP



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 19	90 cm. x 50 mt.	1 rotolo



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 19 CS	90 cm. x 150 cm.	40 tappeti
GR 19 CL	90 cm. x 200 cm.	25 tappeti
GR 19 CXL	90 cm. x 250 cm.	18 tappeti

 **assorbenza lt. 1,5 m²**

SinWet 1500 con strato superficiale ad "effetto asciutto"



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
2S 1500 T	90 cm. x 50 mt.	1 rotolo



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
2S 1500 CS	90 cm. x 150 cm.	40 tappeti
2S 1500 CL	90 cm. x 200 cm.	25 tappeti
2S 1500 CXL	90 cm. x 250 cm.	18 tappeti

SinWet Soft BP




CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 15	90 cm. x 50 mt.	1 rotolo



CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
GR 15 CS	90 cm. x 150 cm.	40 tappeti
GR 15 CL	90 cm. x 200 cm.	25 tappeti
GR 15 CXL	90 cm. x 250 cm.	18 tappeti

 **accessori**

SinWet Portarotolo



in acciaio inox dotato di quattro ruote piroettanti ed antistatiche di cui due con fermo.

CODICE	CONFEZIONE
MASZ 1000	1 unità


la linea **SinWet** comprende una serie completa di Rotoli e Tappeti super assorbenti.



Presentano una struttura a tre strati costituita da:

- uno superiore a bassissimo rilascio particellare
- uno intermedio ad alto assorbimento
- uno inferiore impermeabile ed antiscivolo

- Dispositivo Medico di Classe I monouso non sterile
- CND T030104 - Repertorio n. 369676/R
- Latex-free
- Trattamento antistatico



SinWet



NOVAMEDISAN ITALIA s.r.l.
Via dei Lapidari, 3 - 40129 Bologna
Tel. +39 051.32.79.11 - 32.68.88
Fax +39 051.32.79.05 - 32.63.25
info@novamedisan.it
www.novamedisan.it